

GermiCide³

NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES pour équipement médical et dentaire

- Temps d'élimination complète à large spectre de trois minutes
- Nettoyant et désinfectant
- PH de 7 à 9
- Bactéricide, fongicide, virucide, et mycobactéricide (tuberculocide)



UTILISEZ-LE POUR TOUTES VOS SURFACES

Cliniques dentaires • Cliniques médicales • Entretien • Services vétérinaires d'urgence
Installations de soins pour animaux • Studios d'art corporel • Centres sportifs • Spas

DÉSINFECTE EN 10 SECONDES

BACTÉRICIDE

Élimine le staphylocoque doré et
Enterobacter aerogenes en **10 secondes**

- Staphylocoque doré ATCC 6538
- Staphylocoque doré (SDRM)
- Enterococcus faecalis (ERV)
- Bacille pyocyanique ATCC 15442
- Salmonella enterica ATCC 10708
- Listeria monocytogenes ATCC 19111
- Escherichia coli (BLSE)
- ATCC BAA-196 (E. coli)
- Klebsiella pneumoniae (résistante aux carbapénèmes)
ATCC BAA-1705
- Élimine Serratia marcescens ATCC 14756 et
Acinetobacter baumannii ATCC 19606 en **2 minutes**

FONGICIDE

Élimine Trichophyton interdigitale ATCC 9533 en **2 minutes**

MYCOBACTÉRICIDE (TUBERCULOCIDE)

Élimine Mycobacterium bovis BCG
(l'un des agents responsables de la tuberculose) en **2 minutes**

VIRUCIDE

Élimine le virus de l'immunodéficience
humaine (VIH-1) en **une minute**

- SARS-CoV-2 (USA-WA1-2020, NR-52281)
- Souche G du virus herpès simplex de type 2
- Souche A2 du virus grippal (grippe de Hong Kong)
- Virus de l'hépatite B du canard de Pékins (DHBV) et virus de l'hépatite C (VHC)
- Influenza aviaire A (H3N2)
- Élimine le virus de la grippe porcine A (H1N1) en 2 minutes

Élimine le rhinovirus ATCC VR-286, le virus de
la polio 1 ATCC VR-58 et le norovirus murin en **3 minutes**

COMPATIBLE AVEC UNE VARIÉTÉ DE SURFACES


- | | |
|------------------------|-----------------|
| • Aluminium anodisé | • PVC |
| • Laiton 443 | • Néoprène |
| • Cuivre 110 | • PEHD |
| • Acier inoxydable 304 | • Polypropylène |
| • Acier inoxydable 410 | • Silicone |
| • Acier inoxydable 420 | • Polycarbonate |
| • Acrylique | • Vinyle |
| • Polystyrène | |

RÉV. 02 042025

GermiCide³

- ▶ Aucun transport ou stockage particulier n'est requis.
- ▶ Ne colle pas et ne laisse pas de résidus chimiques dangereux lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.


Classes de microorganismes* | Désinfectant GermiCide³



*Source : Infection Control Guidelines: Hand Washing, Cleaning, Disinfection and Sterilization in Health Care (CCDR 24S8)

RECHARGE
Le choix
écologique

Essayez les versions
liquide et en lingettes
pour répondre à tous vos
besoins en matière de
prévention des infections.



CONTIENT DES INGRÉDIENTS ACTIFS :

- Chlorure d'alkyl (benzyl) diméthylammonium**0,154 %**
- Chlorure d'alkyldiméthyl (éthylbenzyl) ammonium**0,154 %**
- Alcool isopropylique**21,000 %**

Pour commander GermiCide³ ou pour obtenir de plus amples informations,
contactez votre gestionnaire de comptes ou Germiphene au
1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

RÉV. 02 042025

GERMIPHENE

Une division de Young Innovations