SURGICAL MILK

LAIT CHIRURGICAL

Lubrifiant et inhibiteur d'oxydation pour instruments

- · Bactériostatique.
- Sa perméabilité à la vapeur et sa capacité à être stérilisé à la vapeur ont été cliniquement prouvées.
- Efficace avec la stérilisation à la vapeur, à sec ou chimique.
- Réduit les coûts de réparation et de remplacement des instruments.




	Efficace	Évite les taches et l'oxydation des instruments. Conserve la brillance des instruments et évite qu'ils ne ternissent.
		Le nettoyant n'endommagera pas les composants de votre système d'évacuation. Produit idéal pour les systèmes d'aspiration secs ou humides.
	Pratique	Sans résidu collant, huileux ou gras.
		Un mélange constitué d'une part de solution et de cinq parts d'eau peut être utilisé pendant sept jours.
		Convient à une variété de métaux, y compris l'acier, le carbure, le tungstène, l'acier inoxydable et l'aluminium.


Une bouteille de 4 litres de concentré correspond à 20 litres de solution prête à utiliser.

À utiliser lors de l'autoclavage sur:

- Les instruments dentaires et chirurgicaux
- Les charnières
- Les verrous de boîte
- · L'équipement général



Non traité



Traité avec du lait chirurgical



Pour commander du lait chirurgical ou pour obtenir plus de renseignements, contactez votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

RÉV. 01 122024