

SURGICAL MILK

Lubrifiant et inhibiteur d'oxydation concentré pour instruments

Tirez le meilleur parti de vos instruments!

- Assure le fonctionnement des instruments et évite qu'ils ne ternissent.
- Sa perméabilité à la vapeur et sa capacité à être stérilisé à la vapeur ont été cliniquement prouvées.
- Efficace avec la stérilisation à la vapeur, à sec ou chimique.
- Réduit les coûts de réparation et de remplacement des instruments.



C'est efficace	Bactériostatique.
	Évite les taches et l'oxydation des instruments. Conserve la brillance des instruments et évite qu'ils ne ternissent.
	Efficace avec la stérilisation à la vapeur, à sec ou chimique.
	L'utilisation régulière réduit les coûts de réparation et de remplacement des instruments.
C'est pratique	Sa perméabilité à la vapeur et sa capacité à être stérilisé à la vapeur ont été cliniquement prouvées. Ne nuit pas à l'efficacité antimicrobienne de l'autoclavage.
	Sans résidu collant, huileux ou gras.
	Un mélange constitué d'une part de solution et de cinq parts d'eau peut être utilisé pendant sept jours.
	Convient à une variété de métaux, y compris l'acier, le carbure, le tungstène, l'acier inoxydable et l'aluminium.



2 L
Article n° :
SM-S 2 L



4 L
Article n° :
SM-S 4 L



Bouteille de 4 L de concentré = 20 L de solution prête à utiliser



À utiliser lors de l'autoclavage sur
Les instruments dentaires et chirurgicaux
Les charnières
Les verrous de boîte
L'équipement général

Pour commander du lait chirurgical ou pour obtenir plus de renseignements, contactez votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

Rév. 01 072024