

GermiCide³

NETTOYANT DÉSINFECTANT DE SURFACES pour équipement médical et dentaire

- Temps d'élimination complète à large spectre de trois minutes
- Nettoyant et désinfectant
- PH de 7 à 9
- Bactéricide, fongicide, virucide, et mycobactéricide (tuberculocide)



UTILISEZ-LE POUR TOUTES VOS SURFACES

Cliniques dentaires • Cliniques médicales • Entretien • Services vétérinaires d'urgence
Installations de soins pour animaux • Studios d'art corporel • Centres sportifs • Spas

DÉSINFECTE EN 10 SECONDES

BACTÉRICIDE

Élimine le staphylocoque doré et Enterobacter aerogenes en **10 secondes**

- Staphylocoque doré ATCC 6538
- Staphylocoque doré (SDRM)
- Enterococcus faecalis (ERV)
- Bacille pyocyanique ATCC 15442
- Salmonella enterica ATCC 10708
- Listeria monocytogenes ATCC 19111
- Escherichia coli (BLSE)
- ATCC BAA-196 (E. coli)
- Klebsiella pneumoniae (résistante aux carbapénèmes) ATCC BAA-1705
- Élimine Serratia marcescens ATCC 14756 et Acinetobacter baumannii ATCC 19606 en **2 minutes**

FONGICIDE

Élimine Trichophyton interdigitale ATCC 9533 en **2 minutes**

MYCOBACTÉRICIDE (TUBERCULOCIDE)

Élimine Mycobacterium bovis BCG (l'un des agents responsables de la tuberculose) en **2 minutes**

VIRUCIDE

Élimine le virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1) en **une minute**

- SARS-CoV-2 (USA-WA1-2020, NR-52281)
- Souche G du virus herpès simplex de type 2
- Souche A2 du virus grippal (grippe de Hong Kong)
- Virus de l'hépatite B du canard de Pékins (DHBV) et virus de l'hépatite C (VHC)
- Influenza aviaire A (H3N2)
- Élimine le virus de la grippe porcine A (H1N1) en 2 minutes

Élimine le rhinovirus ATCC VR-286, le virus de la polio 1 ATCC VR-58 et le norovirus murin en **3 minutes**

COMPATIBLE AVEC UNE VARIÉTÉ DE SURFACES


- Aluminium anodisé
- Laiton 443
- Cuivre 110
- Acier inoxydable 304
- Acier inoxydable 410
- Acier inoxydable 420
- Acrylique
- Polystyrène
- PVC
- Néoprène
- PEHD
- Polypropylène
- Silicone
- Polycarbonate
- Vinyle

RÉV. 01 062024

GermiCide³

- ▶ Non inflammable. Aucun transport ou stockage particulier n'est requis.
- ▶ Ne colle pas et ne laisse pas de résidus chimiques dangereux lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions.

Classes de microorganismes* | Désinfectant GermiCide³



*Source : Infection Control Guidelines: Hand Washing, Cleaning, Disinfection and Sterilization in Health Care (CCDR 24S8)

RECHARGE
Le choix écologique

Essayez les versions **liquide et en lingettes** pour répondre à tous vos besoins en matière de prévention des infections.



CONTIENT DES INGRÉDIENTS ACTIFS :

- Chlorure d'alkyl (benzyl) diméthylammonium**0,154** %
- Chlorure d'alkyldiméthyl (éthylbenzyl) ammonium**0,154** %
- Alcool isopropylique**21,000** %

Pour commander GermiCide³ ou pour obtenir de plus amples informations, contactez votre gestionnaire de comptes ou Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

RÉV. 01 062024