

Gluterate

"GLUT"

Sterilizing and Disinfecting Solution Solution de stérilisation et de désinfection

- Élimination des agents responsables de la tuberculose en dix minutes et désinfection de haut niveau en dix minutes
- Stérilisation en dix heures
- Bactéricide, fongicide, tuberculocide et virucide
- Sporicide
- Solution prête à utiliser : aucune mesure d'activation nécessaire
- Chimiquement stable : aucune dégradation à des températures élevées
- Odeur de menthe fraîche masquant celle de l'aldéhyde



Fabriqué au Canada

<p>Efficace</p>	<p>Une solution stable à 2 % de glutaraldéhyde et de qualité supérieure qui répond à toutes les exigences de stérilisation et de désinfection.</p> <p>Permet la stérilisation complète ou la désinfection de haut niveau des instruments et des appareils dentaires ou médicaux semi-critiques par immersion dans un système manuel (plateau couvert).</p> <p>Gluterate peut être réutilisé jusqu'à 30 jours selon les résultats de la concentration des bandelettes Cide.</p> <p>Gluterate contient un agent de surface hautement efficace qui assure un mouillage complet. Il est également extrêmement efficace avec les savons et le sol organique.</p>
<p>Large spectre</p>	<p>Produit biocide pour les organismes végétatifs, y compris le bacille pyocyanique, le staphylocoque doré et la salmonellose porcine ainsi que les champignons pathogènes, comme Trichophyton mentagrophytes, et mortel pour les espèces mycobactériennes, comme Mycobacterium terrae.</p> <p>Démontre un large spectre d'activité virucide selon la norme d'excellence des tests de virucides, Poliovirus 1. Inactivation des virus en dix minutes prouvée.</p>
<p>Sécuritaire</p>	<p>Une formule anticorrosive unique qui ne cause pas de dommages à vos appareils (p. ex., lentilles, colles, plastiques, caoutchouc, métal, aluminium et laiton), lorsqu'utilisée comme indiqué.</p> <p>Utilisation sécuritaire lorsque l'équipement de protection individuelle adéquat est porté.</p>

Essayez ces produits complémentaires

BANDELETTES CIDE

Bandelettes réactives pour évaluer la teneur en glutaraldéhyde

Évalue facilement la concentration de glutaraldéhyde dans les solutions de désinfection de haut niveau.

100 bandelettes

Article n° : GT-232-100



GLUTE NEUT

Neutralisant pour le glutaraldéhyde

Une solution écologique à une étape pour éliminer de manière sécuritaire le glutaraldéhyde.

Format : 16 sachets de 50 g par boîte

Article n° : GLUTE-NEUT



Pour commander Gluterate ou pour obtenir plus de renseignements, contactez votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

Rév. 01 072024

GERMIPHENE

Une division de Young Innovations