



Terragene®

Lecteur automatique avec indicateurs biologiques à lecture de fluorescence ultra rapide

- Conçu pour une surveillance rapide et facile des cycles de stérilisation à la vapeur
- Indicateur biologique autonome contenant des spores *Geobacillus stearothermophilus*
- Lecture de fluorescence en 20 minutes
- Compatible avec le lecteur automatique MiniBio



Lecture prête en

20 minutes
d'incubation.

Fiable	Conçu pour une large gamme de cycles de stérilisation à la vapeur : élimination dynamique de l'air et stérilisation à la vapeur par gravité (de 132 à 135 °C).
	Compatible avec les lecteurs automatiques IC10/20FR et IC10/20FRLCD de Bionova® et MiniBio.
Rapide	Temps de lecture ultra rapide (20 min.).
Précis	Indicateur de processus figurant sur l'étiquette d'enregistrement (traçabilité améliorée).
	Système de lecture par fluorescence : 3 détecteurs par position (haute précision).



CONÇU POUR UNE SURVEILLANCE RAPIDE ET FACILE
DES CYCLES DE STÉRILISATION À LA VAPEUR

135 °C
132 °C
CYCLES DE STÉRILISATION

INDICATEUR CHIMIQUE | TYPE 1



VÉRIFICATION FACULTATIVE DES RÉSULTATS
+ -

Spores *Geobacillus stearothermophilus*



Numéro d'article :
BT224



Numéro d'article :
MINIBIO

Pour commander le lecteur automatique avec indicateurs biologiques à lecture de fluorescence ultra rapide ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931. | info@germiphene.com | www.germiphene.com

REV 01 092024

GERMIPHENE

Une division de Young Innovations