

**NOUVEAU!**

# GERMISAFE™

## Dispositif d'épreuve de procédé

### DES RÉSULTATS COHÉRENTS AUXQUELS VOUS POUVEZ FAIRE CONFIANCE!

Le dispositif d'épreuve de procédé (DEP) Germi-Safe<sup>MC</sup> permet de gagner du temps et élimine la variabilité associée aux « trousse de contrôle » préparées manuellement en interne.

Conçu pour simuler les instruments les plus difficiles à stériliser, le DEP Germi-Safe<sup>MC</sup> offre une résistance définie au processus de stérilisation et veille à assurer une stérilisation efficace de TOUS les articles de la charge. Le DEP Germi-Safe<sup>MC</sup> est validé pour fonctionner de manière équivalente au test ANSI/AAMI à 16 serviettes, la norme de référence universellement acceptée pour les dispositifs d'épreuve de procédé.\*



### LE DEP GERMI-SAFEMC ÉLIMINE LES INCERTITUDES POUR PRODUIRE DES RÉSULTATS DE STÉRILISATION FIABLES!

- ✓ **Le seul DEP réutilisable validé sur le marché aujourd'hui**
- ✓ **Simule les instruments les plus difficiles à stériliser**
- ✓ **Conception rabattable intuitive pour faciliter le chargement et la visualisation des résultats**
- ✓ **Fournit une épreuve cohérente et reproductible à chaque charge**
- ✓ **Pour le retrait dynamique de l'air et le déplacement par gravité**

**CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT DE GERMIPHENE POUR OBTENIR DE PLUS D'INFORMATIONS**

**N'OUBLIEZ PAS DE VOUS RENSEIGNER SUR NOS OPTIONS DE FORMATION EN PCI/IPAC!**

Dispositif d'épreuve de procédé Germi-Safe<sup>MC</sup> .....PCD-GERM

\*Testé conformément aux normes décrites dans la norme de l'American National Standards Institute (ANSI) et l'Association for the Advancement of Medical Instrumentation (AAMI), ANSI/AAMI ST79 : 2012 *Comprehensive guide to sterilization and sterility assurance in health care facilities*, un guide complet de 2012 sur la stérilisation et l'assurance de la stérilité dans les établissements de santé. Compatible avec les indicateurs suivants : Les indicateurs biologiques Germi-Safe<sup>MC</sup>, les indicateurs biologiques ultras rapides Bionova, les intégrateurs chimiques de type 5 Steamline<sup>MC</sup> et Vapor Line<sup>MD</sup> Intégrateurs chimiques de type 5 Performance validée pendant 600 cycles (~6 mois) Rév. 1 / 03.2025

[www.germiphene.com](http://www.germiphene.com) | 1.800.265.9931