



Trousse de vérification de la qualité de l'eau

2 fioles d'échantillonnage:



Total des bactéries et des champignons

Limite de détection du test de 200 ufc/mL



E. coli et coliformes fécaux

Limite de détection du test de 1 ufc/mL



TESTS À VOTRE CLINIQUE




RÉSULTATS

en **24 heures**

à l'aide d'un incubateur à blocs secs 37 °C

Résultats en couleurs faciles à lire



E|Line Ensemble de Tests pour la Vérification de la Qualité de l'Eau



18 tests


ITEM: ELINE-W-KIT

E|LINE Tests pour la Vérification de la Qualité de l'Eau



12 tests

SKU: ELINE-VX2



SOUHAITEZ-VOUS FAIRE UN TEST DE VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ D'EAU DE VOS LIGNES D'EAU ?

Profitez de nos webinaires ou prenez rendez-vous en clinique avec votre gestionnaire de compte Germiphene dès aujourd'hui
<https://germiphene.com/fr/education/>

Pour commander E2O ou E|LINE ou obtenir plus de renseignements, contactez votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931
info@germiphene.com | www.germiphene.com

REV. 01/08/2024

GERMIPHENE

Une division de Young Innovations