

TRÉS CLEAN

Concentrated Impression Tray & Instrument Cleaner



Fabriqué
au Canada

Nettoie considérablement mieux que la concurrence!


SENTEUR FRAÎCHE DE CITRON

- Décolle les traces d'alginate et d'oxyde de zinc-eugénol
- La formule de nettoyage douce fait étinceler de propreté les plateaux et les instruments
- La formule non oxydante est sans danger pour tous les porte-empreintes et instruments métalliques résistants à la corrosion
- Aucune poudre désordonnée à mesurer et à dissoudre, aucune poussière

946 ml
TR




POURCENTAGE NETTOYÉ APRÈS UN TREMPAGE DE 30 MINUTES*



Concurrent A
(poudre)



Concurrent B
(poudre)



Concurrent D
(poudre)



ACTION RAPIDE
de 15 à 30
minutes!



- Formule liquide
- Sans phosphate
- Efficacité de nettoyage douce
- Non oxydante

Pour commander Trés Clean ou pour obtenir plus de renseignements, contactez votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

* Données figurant au dossier

Rév. 01 072024

GERMIPHENE

Une division de Young Innovations